

Desinfección y Antisepsia de uso Veterinario



Antisepsia del profesional

Las manos son el principal canal de propagación de infecciones, por ello es vital su correcta desinfección y el uso de guantes.

Cuándo desinfectar

- Antes y después de realizar cualquier trabajo con el paciente.
- Después del contacto con sangre, fluidos corporales, etc.
- Después de tocar objetos potencialmente contaminados.
- Después de quitarse los guantes.

Cómo desinfectar

Antes de empezar la consulta, lavar las manos con agua y jabón antiséptico.



Jabón antiséptico con Clorhexidina 4%

Formato	Referencia
Sobres 20 ml	70003835
Botella 500 ml	70003836

Limpieza de instrumental

Limpieza previa

Para garantizar la eficacia de cualquier proceso de desinfección o esterilización, es imprescindible que todos los materiales se sometan previamente a una limpieza exhaustiva, preferentemente con un detergente enzimático.

También se puede utilizar en ultrasonidos para desincrustar restos orgánicos.



Enzym Med Wipes

Toallitas impregnadas con detergente enzimático para la limpieza externa del instrumental médico

Formato

Pack 80 toallitas

Referencia

70003869



gigazyme®

Detergente enzimático

Formato

Envase 5 litros

Referencia

70003408



gigazyme® X-tra

Detergente enzimático con efecto desinfectante (pre-desinfección)*

Formato

Envase 5 litros

Referencia

70003411



Enzym Med 4

Detergente enzimático*

Formato

Envase 1 litro

Referencia

70003870



gigazyme® actifoam+

Desincrustante. Detergente enzimático para una prelimpieza del instrumental*

Formato

Envase 750 ml

Referencia

70004045



*Protección activa del personal y su entorno frente a patógenos infecciosos como bacterias, levaduras y virus con envoltura (como VIH, VHB y VHC).

Desinfección de instrumental

Desinfección de Alto Nivel

Para la desinfección final de instrumental termosensible o termolábil, o como paso previo a la esterilización, es indispensable seleccionar un desinfectante adecuado al material y a las necesidades de rotación.

No oxidativos: Indicados para la desinfección de materiales sensibles.

Oxidativos: Ideales para una desinfección rápida.

Los Desinfectantes de Alto Nivel (DAN) ofrecen un amplio espectro de actividad microbicida, cubriendo bacterias, levaduras, micobacterias, hongos y virus (con y sin envoltura). Además, los desinfectantes oxidativos también son eficaces contra esporas bacterianas, proporcionando una desinfección de alto nivel esporicida.



NDP Med Concentrado Plus

Desinfectante de Alto Nivel concentrado. No oxidativo

Formato	Referencia
Envase 200 ml	70003887
Envase 1 litro	70003888
Envase 5 litros	70003889



gigasept® PAA

Desinfectante de Alto Nivel basado en Ácido Peracético. Oxidativo

Formato	Referencia
Envase 5 litros	70004047



gigazyme® PAA concentrate

Desinfectante concentrado de Alto Nivel basado en Ácido Peracético. Oxidativo.

Formato	Referencia
Envase 2x 100 ml	126202



Desinfección de superficies

Las superficies de un centro veterinario son focos de contaminación.

Se recomienda el uso de desinfectantes no tóxicos, de alta eficacia y que sean compatibles con los materiales.

La limpieza debe hacerse poniendo especial atención a interruptores, lámparas, camillas, mesas de trabajo, etc.



mikroqid® PAA+ wipes

Desinfección de Alto Nivel Esporicida para superficies y dispositivos médicos sin lumen

Formato

Envase 50 toallitas

Referencia

70004144



NDP SurfaClin

Desinfectante concentrado para superficies críticas delicadas

Formato

Envase 250 ml

Referencia

70003903



NDP Air Total+

Desinfección de superficies por Vía Aérea

Formato

Envase 50 ml

Envase 300 ml

Referencia

70003800

70003801



NDP Surfaplus

Desinfectante con alto contenido en alcohol

Formato

Spray 750 ml

Referencia

70003973



terralin® AF wipes

Toallitas en base a alcohol

Formato

Pack 200 toallitas

Referencia

70003671



Línea sensitive

Toallitas y spray sin alcohol

Producto

terralin® sensitive wipes

mikroqid® sensitive wipes premium

mikroqid® sensitive liquid

Formato

Pack 200 toallitas

Pack 100 toallitas

Spray 750 ml

Referencia

70003670

70003108

70004023

Accesorios



Rotulador quirúrgico

Para el marcaje de la piel

Formato

Pack 100 rotuladores estériles
Pack 100 rotuladores

Referencia

70003772
70003771



PAA Test Strips

Tiras reactivas para el control de la concentración de Ácido Peracético

Formato

Recipiente 50 tiras

Referencia

70003351



Cubetas

Amplia gama de cubetas

Formato

Cubeta 3 litros
Cubeta 5 litros
Cubeta 10 litros
Cubeta 30 litros

Referencia

70003849
70003850
70003851
70003852



Dispensador

Dispensador de pared para toallitas

Formato

Dispensador para toallitas

Referencia

6000513